

¿Qué AED Trainer de Prestan® elegir?



> Professional vs. UltraTrainer™ <

¿Buscas un nuevo AED Trainer? ¿Cuál se adapta mejor a tus necesidades de entrenamiento?



Prestan Professional AED Trainer

Características

Prestan AED UltraTrainer

Tamaño similar a un AED estándar: 24cm x 18 cm x 7cm y menos de 1Kg

Peso y Dimensiones

Compacto y Portátil: 18cm x 13cm x 5cm y 0.5Kg

Si

Indicador de Voz

Si

Si

Sistema sensor de almohadillas

Si

Si

Almohadillas preconectadas

Si

5 Escenarios de Entrenamiento

Estimulación

5 Escenarios de Entrenamiento

Si

Simulación Auto / Semi-Automática

Si

Si

Respiraciones de Rescate

Palanca de ON/OFF

Si

Metrónomo de Compresión

Palanca de ON/OFF

No

Opción Pediátrico

Si

Disponible

Almohadillas Pediátricas

Duales Adulto/Niño

Disponible

Control Remoto

No

Incluido

Baterías de Larga Duración

Incluido

Si

Indicador de Baja Batería

Si

3 Años

Garantía

3 Años



TECNOMED 2000
electromedicina

Tecnomed 2000, S.L

C / Palos de la Frontera, 4, 3ª planta. - 28320 - Pinto - Madrid - España
Tel.: 91530117 Email: admin.2000@tecnomed2000.com

www.tecnomed2000.com



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 910006495