

## Ficha técnica

<b>Descripción</b>	Batería ECG compatible NIHON KOHDEN TEC5521, TEC 5521, TEC 5531, TEC 7621, TEC 7631, TEC 7721, TEC 7731
<b>Referencia</b>	TECxx
<b>Marca</b>	NIHON KOHDEN
<b>Tecnología</b>	Ni-mh
<b>Tensión</b>	12 V
<b>Capacidad</b>	3 A/h
<b>Peso</b>	0.590 kg
<b>Para equipos:</b>	TEC5521, TEC 5521, TEC 5531, TEC 7621, TEC 7631, TEC 7721, TEC 7731
	

TECNOMED 2000, S.L.  
 C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid  
 Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)  
[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)

