

Electrocardiógrafos para Uso Veterinario



- Modelo BC-101GVET
- Electrocardiógrafo veterinario de 1 canal, doble trazado (derivación en curso + derivación de ritmo). Registro manual o automático.
- Velocidad de 6.25, 12.5, 25 y 50 mm/seg. Sensibilidad de 2.5, 5, 10 y 20 mm/mV.
- Impresión de alta resolución en papel termosensible de 50 mm, con impresión de trazados y resultados (HR, intervalo PR, duración de QRS, intervalo QT/QRS, eje P/QRS/T).
- Salida RS232 para conexión a PC. Cable de paciente de 5 terminales, con electrodos veterinarios universales tipo clip y protección contra desfibrilador.
- Pantalla LCD de 7", en colores.
- Memoria automática de 20 tomas de ECG.
- Funcionamiento por energía eléctrica de la red y por batería Ni-MH recargable incorporada.
- Garantía 1 año.
- Incluye accesorios para uso veterinario y manual de uso

Especificaciones Técnicas:

| | |
|----------------------------------|---|
| Corriente de circuito de entrada | $\leq 0.1\mu\text{A}$ |
| Impedancia de entrada | $> 50\text{M}\Omega$ |
| Corriente de fuga de paciente | $< 10\mu\text{A}$ |
| Constante de tiempo | $\geq 3.2\text{s}$ |
| Frecuencia de Respuesta | 0.05 ~ 150Hz |
| Nivel de ruido | $< 15\mu\text{Vp-p}$ |
| Velocidad de papel | 6.25, 12.5, 25, 50mm/s, Error $\leq \pm 5\%$ |
| Sensibilidad | 2.5, 5, 10, 20mm/mV, Error del interruptor $\leq \pm 5\%$ |
| Voltaje de calibración | 1mV $\pm 5\%$ |
| Requisitos de | AC: 100 – 240V, 50/60Hz, 40VA |

TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: Admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com

| | |
|--------------------|--|
| potencia | DC: 12V batería recargable |
| Nivel de seguridad | IEC Clase I, tipo CF |
| Impresora | Impresora térmica de alta resolución y precisión |
| Papel de impresión | 50mm×20mm, papel en rollo |
| Dimensión | 360×325×86mm(L×An×Al) |
| Peso neto | 3.0kg |



- Modelo: BC-3-00GVET
- Electrocardiógrafo veterinario de 3 canales. Cable de paciente de 5 terminales, con electrodos veterinarios universales tipo clip y protección contra desfibrilador.
- Registro Manual o automático
- Pantalla 7" TFT a color de 12 curvas + R,(3 + R, 6/7 + R) a elección del usuario
- 10 formas de curva, color a elegir
- 800*480 puntos de alto brillo color TFT
- Interfaz de usuario RS-232
- Alta resolución y precisión de impresión térmica
- Memoria interna para datos y curvas de ECG. Memoria de 2000 tomas de ECG.
- Garantía 1 año
- Incluye accesorios para uso veterinario y manual de uso

Especificaciones Técnicas:

| | |
|----------------------------------|---|
| Corriente de circuito de entrada | $\leq 0.1\mu\text{A}$ |
| Impedancia de entrada | $> 50\text{M}\Omega$ |
| Corriente de fuga de paciente | $< 10\mu\text{A}$ |
| Constante de tiempo | $\geq 3.2\text{s}$ |
| Frecuencia de Respuesta | 0.05 ~ 150Hz |
| Nivel de ruido | $< 15\mu\text{Vp-p}$ |
| Velocidad de papel | 6.25, 12.5, 25, 50mm/s |
| Sensibilidad | 2.5, 5, 10, 20mm/mV |
| Voltaje de calibración | 1mV \pm 5% |
| Requisitos de potencia | AC: 100 – 240V, 50/60Hz, 40VA DC: 12V batería recargable |
| Nivel de seguridad | IEC Clase I, tipo CF |
| Impresora | Alta resolución y precisa impresión térmica de matriz |
| Papel de grabación | 63×30mm, papel en rollo |
| Dimensión (L× An× Al) | 310×230×70mm |
| Peso neto | 3.0 kg |

TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: Admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com



TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: Admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com

