

Doppler Fetal modelo BT-200 HI-bebe

El Doppler fetal HI-bebe le muestra en tiempo real lo que el feto le está diciendo.
El HI-bebe es un doppler tamaño de bolsillo para obstetras, comadronas y mujeres embarazadas.



- Compacto y ligero
- Sonda que permite obtener un doppler de alta fiabilidad (2 MHz ó 3 MHz)
- Diseño ergonómico
- Pantalla amplia y sonido claro. Detección de latido fetal desde la 10ª semana de gestación
- Fácil de utilizar
- Funcionamiento de larga duración (6 horas)
- Varias posibilidades de pantalla (Color OLED / Mono LCD / Sin pantalla)
- Versión Resistente al agua

TECNOMED 2000, S.L.

C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.06.24 Email:
Admin.2000@tecnomed2000.com www.tecnomed2000.com

Especificaciones Técnicas

Pantalla:	Visualización en pantalla de la calidad de la señal y batería baja
Rango de Frecuencia Cardíaca:	50 ~ 240 lpm
Fiabilidad:	± 2%
Frecuencia de Ultrasonido:	2 MHz / 3 MHz
Intensidad de Ultrasonido:	<10 m W/cm ²
Salida de Sonido:	1.2 W (Altavoz incorporado) 3.5mm Phone jack
Apagado automático de Sonido:	1 Minuto
Apagado automático del equipo:	5 Minutos
Alimentación:	2 Baterías tipo AA de 1.5 V
Sensibilidad:	a partir de las 10-12 semanas
Interfaz con PC:	Tarjeta de Sonido (BCM-220)
Duración de la Batería:	360 minutos
Accesorios Incluidos:	Funda de transporte Gel 60 ml 2 x Baterías 1.5V AA Sonda de 2 MHz / 3 MHz Resistente al agua
Certificaciones:	CE & FDA
Software para PC:	BCM220 Registra y reproduce el sonido fetal

Modelos disponibles

Referencia	FC Fetal	Tipo de Pantalla	Frecuencia Sonda
BT-200S	No	-	2 MHz
BT-200L	Sí	Mono	2 MHz
BT-200C	Sí	Color	2 Mhz
BT-200T	Sí	Mono	3 Mhz

TECNOMED 2000, S.L.

C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.06.24 Email:
Admin.2000@tecnomed2000.com www.tecnomed2000.com

