

## Pulsioxímetro portátil modelo CMM-300M



- Su diseño compacto permite que sea usado tanto en hospitales, clínicas, ambulancias o domicilios particulares.
- Apto para pacientes adultos, pediátricos y neonatos
- Pantalla 2.8" TFT para visualización de Saturación de Oxígeno (SpO2), Frecuencia Cardíaca (FC), Curva y Barra de pulso (en 2 formatos)
- Función de modulación del tono de frecuencia cardíaca y ajuste de luz de fondo de pantalla
- Sistema de identificación de pacientes de 1 a 172
- Alarmas: Audibles y visuales de SpO2, FC, desconexión del sensor, de no contacto con el dedo y de batería baja
- Indicador de bajo voltaje
- Su diseño ligero y compacto hacen que sea fácilmente transportable
- Apagado automático configurable de 1 a 15 minutos de no recibir la señal
- Incluido: Software y Cable USB

TECNOMED 2000, S.L.  
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid  
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)  
[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)

## Especificaciones Técnicas:

### **SpO2:**

Rango: 0% a 100%

Resolución: 1%

Exactitud de medición: 70% – 100%  $\pm 3$  ; 0% – 69% no especificada

Método de medición: Longitud de onda dual LED

### **Frecuencia Cardíaca:**

Rango: 30 – 235 lpm

Resolución: 1 lpm

Exactitud:  $\pm 2$  lpm ó 2% (el que sea mayor)

### **Pantalla:** 2.8'' color TFT

Parámetros: SpO2, FC, barra de pulso, curva pletismográfica

Brillo de pantalla ajustable en 7 niveles.

### **Alarmas Sonoras y Visuales:**

Indicaciones de alarma para SpO2, FC. Sensor desconectado, Dedo sin contacto, batería baja

SpO2: Ajustable de 71% a 100%

FC: Ajustable de 31 a 235 lpm

### **Memoria:**

Identificación de 172 pacientes

Registro de datos de más de 72 horas que permiten su revisión

### **Gestión de Datos:**

Transmisión de datos al PC mediante cable USB

**Medidas:** 125 x 60 x 30 mm

**Peso:** 195 g (sin pilas)

**Alimentación:** 3 pilas AA alcalinas (incluidas) o recargables (no incluidas)

**Autonomía:** Más de 16 horas de funcionamiento continuo

### **Clasificación:**

Clase II. CE 0123. IPX1

### **Accesorios incluidos:**

1 x Pulsioxímetro CMM-300M

3 x Pilas alcalinas AA

1 x Manual de uso

1 x Sensor de dedo reutilizable tamaño adulto

1 x Software

1 x Cable USB

### **Accesorios opcionales:**

Sensores de diverso tipo tamaño pediátrico y neonatal, cargador de sobremesa, protector de silicona.

TECNOMED 2000, S.L.

C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid

Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)

[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)

