


CAMILLA EXPLORACION DOS CUERPOS



Camilla uso profesional de gran resistencia, metálica esmaltada en blanco, de altura fija - barra de refuerzo de pata a pata y a lo largo de la camilla - , dos cuerpos con inclinación del apoya cabezas de 90°, agujero facial.

Medidas:

Largo 182 cm

Ancho 62 cm

Alto 75 cm

Fabricada en Espuma de 7 cm y densidad 25 Kg.

Tapizado skay color negro.

Fabricación española. Garantía: 3 años.

TECNOMED 2000, S.L.

C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid

Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com

www.tecnomed2000.com