

CAMILLA METALICA ALTURA FIJA Y UN CUERPO MODELO CR-163



Características:

Camilla metálica de altura fija, un único módulo con patas plegables.

Medidas: 75 cm alto x 182 cm largo x 62 cm ancho.

Material: espuma 7 cm y densidad 25 Kg.

Skay de color negro. Disponible en otros colores, consultar.

Bandeja inferior opcional. Opción de que sea regulable en altura. Opción de agregar barra de refuerzo.

Medidas:

Altura: 75 cm

Largo: 160 cm

Ancho: 62 cm