


Holter de ECG CARDIOSCAN




EL holter de ECG de la firma americana DMS, es una de los equipos más avanzados del mercado en su género. Años de ajustes en la tecnología según la demanda de los usuarios han logrado un equipo de manejo fácil e intuitivo que las plantas de cardiología agradecen.



Holter de memoria de estado sólido para Windows, con grabación simultánea de tres canales de ECG o 12 dependiendo de la grabadora, análisis de ST en 12 derivaciones, arritmias, VFC, edición y dispersión de QT y marcapasos.

Limpie los registros en un tiempo récord, visualice el ECG a toda pantalla con un solo clic, acceda a los eventos que el paciente marcó rápidamente y genere el informe en unos minutos en formato PDF.

Software versátil e intuitivo como ninguno.



Grabadoras compactas y ligeras para una mayor comodidad de nuestros pacientes.

Con marcador de eventos y pantalla LCD para ver el ECG en tiempo real una vez la ponemos y cerciorarnos así que la colocación ha sido correcta.

Cables de pacientes de 7 y 10 polos que te proporcionan 3 y 12 canales.

Grabación de los datos en tarjeta SD con capacidad de 4 días (7 días opcional).