


## Electrocauterios Desechables Estériles de Alta Temperatura (1200°C)

Electrocauterio bipolar estéril para una perfecta hemostasis con una gran precisión de cauterización de pequeños vasos sanguíneos de forma rápida. Este modelo es de Alta Temperatura (1200°C). Funcionamiento mediante una batería interna de larga duración. El cauterizador resulta desechable una vez que se le ha acabado la batería interna.

Nota: Se pueden adquirir individualmente o en cajas de 10 unidades.



Punta fina 28 mm

**FF7244**

- Tipo de punta: Fina
- Largo de punta: 28 mm
- Temperatura al activarse: 1200°C
- Presión de activación: 200 gr
- Alimentación: 3,0V
- Diámetro: 16 mm
- Peso: 65 gr.

Punta larga 28 mm

**FF7266**

- Tipo de punta: Larga
- Largo de punta: 28 mm
- Temperatura al activarse: 1200°C
- Presión de activación: 200 gr
- Alimentación: 3,0V
- Diámetro: 16 mm
- Peso: 65 gr.

TECNOMED 2000, S.L.  
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid  
Tel: 91 530 0117 Fax: 91 539 0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)  
[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)

Punta fina 75 mm

FF7234

- Tipo de punta: Fina
- Largo de punta: 75mm
- Temperatura al activarse: 1200°C
- Presión de activación: 200 gr
- Alimentación: 3,0V
- Diámetro: 16 mm
- Peso: 78 gr.

Punta fina 125 mm

FF7277

- Tipo de punta: Fina
- Largo de punta: 125 mm
- Temperatura al activarse: 1200°C
- Presión de activación: 200 gr
- Alimentación: 3,0V
- Diámetro: 16 mm
- Peso: 78 gr.

Embalaje primario: unitario en sobre individual

Embalaje de Venta: caja conteniendo 10 sobres

### Electrocauterios Desechables Estériles de Temperatura Media (800°C)

Electrocauterio bipolar estéril para una perfecta hemostasis con una gran precisión de cauterización de pequeños vasos sanguíneos de forma rápida. Este modelo es de Temperatura Media (800°C). Funcionamiento mediante una batería interna de larga duración. El cauterizador resulta desechable una vez que se le ha acabado la batería interna.

Nota: Se pueden adquirir individualmente o en cajas de 10 unidades.



TECNOMED 2000, S.L.  
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid  
Tel: 91 530 0117 Fax: 91 539 0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)  
[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)



Punta gruesa 28 mm

**FF7288**

- Tipo de punta: Gruesa
- Largo de punta: 28 mm
- Temperatura al activarse: 800°C
- Presión de activación: 200 gr
- Alimentación: 3,0V
- Diámetro: 16 mm
- Peso: 65 gr.

Embalaje primario: unitario en sobre individual

Embalaje de Venta: caja conteniendo 10 sobres

### Electrocauterios Desechables Estériles de Baja Temperatura (600°C)



**F7255**

- Tipo de punta: Fina
- Largo de punta: 28 mm
- Temperatura al activarse: 600°C
- Presión de activación: 200 gr
- Alimentación: 3,0V
- Diámetro: 1.5 mm
- Peso: 45 gr.

**F7255UF**

- Tipo de punta: Ultra Fina
- Largo de punta: 28 mm
- Temperatura al activarse: 600°C
- Presión de activación: 200 gr
- Alimentación: 3,0V
- Diámetro: 1.2 mm
- Peso: 45 gr.

Embalaje primario: unitario en sobre individual

Embalaje de Venta: caja conteniendo 10 sobres

TECNOMED 2000, S.L.  
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid  
Tel: 91 530 0117 Fax: 91 539 0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)  
[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)



CAMPO DE APLICACIÓN	MODELOS						
	F7244	F7266	F7234	F7277	F7288	F7255	F7255UF
<b>CIRUGÍA CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA</b>							
reemplazo de válvula			X				
endarterectomía carotídea	X		X				
derivación de la arteria poplítea femoral	X		X				
ductus arterioso permeable			X				
formación de fístula	X		X				
implantes de marcapasos	X						
derivación arteriovenosa	X		X				
cateterismo cardíaco	X						
<b>PROCTOLOGÍA</b>							
cirugía en el condiloma rectal		X		X			
hemorroidectomía	X			X			
tratamiento de la laceración perineal	X			X			
<b>CIRUGÍA GENERAL</b>							
resección de colon				X			
<b>GINECOLOGÍA</b>							
salpingectomía	X						
histerectomía abdominal	X						
mastectomía	X						
vulvectomía	X						
vaginoplastia	X						
<b>GINECOLOGÍA QUIRÚRGICA - CIRUGÍA DÍA</b>							
incisión y drenaje del absceso				X			
eliminación del condiloma vulvar acuminado				X			
polipectomía cervicitis				X			
tratamiento de la erosión y cervicitis recurrente				X			
escisión de tejido displásico de pequeñas dimensiones				X			
<b>NEUROCIROLOGÍA</b>							
laminectomía				X			
eliminación de tumores	X	X					
Neuroma acústico	X						
<b>ORTOPEDIA</b>							
artroplastia	X	X					
cirugía de rodilla	X	X					
eliminación de higroma	X						
procedimientos de injerto óseo	X						
<b>UROLOGÍA</b>							
hidrolectomía	X						
vasectomía	X						
eliminación de cálculos intravesicales	X						
circuncisión	X						
<b>OBSTETRICIA</b>							
reparación de episiotomía	X						
cesárea	X						
<b>GUARDIA DE EMERGENCIA</b>							
eliminación de hematoma debajo de las uñas					X		

TECNOMED 2000, S.L.  
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid  
Tel: 91 530 0117 Fax: 91 539 0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)  
[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)



CAMPO DE APLICACIÓN	MODELOS						
	F7244	F7266	F7234	F7277	F7288	F7255	F7255UF

### OTORRINOLARINGOLOGÍA

tiroidectomía	X						
control de epistaxis				X			
Polipectomía				X			
eliminación de tumores	X						
cirugía de carbunco	X	X					
traqueostomía	X						
escisión de la glándula parótida	X	X					
rinoplastia	X						
cirugía sinusal	X						
cirugía septal nasal	X						

### PLASTICO Y RECONSTRUCTIVO

blefaroplastia	X						
reconstrucción septonasal	X						
z-plastia	X						
laceraciones	X	X					
procedimientos de quemaduras	X	X					
mamoplastia	X						
injerto de piel	X	X					
labio leporino	X						
lipectomía abdominal	X						
trasplantes de cabello	X						
revisión de cicatriz	X	X					

### OFTALMOLOGÍA

extracción de cataratas						X	X
Cirugía de estrabismo	X					X	X
trasplante de córnea						X	X
reparación de quemaduras y laceraciones						X	X
extirpación de tumores y quistes	X					X	X
enucleación	X					X	X
queratectomía						X	X
cirugía de retina						X	X
blefaroplastia	X						
dacriocistorrinostomía	X					X	X

### DERMATOLOGÍA

eliminación de excrecencias cutáneas benignas como:

fibroma ceroso	X						
molusco contagioso	X						
milia (quiste de la piel)	X						
cornu cutáneo	X						
papiloma queratosis	X						
papiloma infeccioso	X						
condiloma acuminado	X						
verruca de sebo	X						

### CIRUGÍA DENTAL

endodoncia	X						
odontología	X						
cirugía (frenectomía labial, encías en ciernes ...)	X						

TECNOMED 2000, S.L.  
 C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid  
 Tel: 91 530 0117 Fax: 91 539 0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)  
[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)

