

Kit Monitor de Glucosa y Accesorios On Call Plus



Características Principales:

Kit de Monitor de glucosa de tecnología avanzada modelo "On Call Plus". Certificado CE y FDA. Se utiliza para obtener la concentración de glucosa en la sangre de manera instantánea, sin necesidad de tener que ir a un centro especializado.

- Resultado preciso en sólo 10 segundos
- Únicamente una muestra de 1 μ l
- Calibración automática con chip
- Resultados de calibración de plasma
- Gestión avanzada de datos con un promedio de 7, 14, 30 días
- Disponible para una monitorización habitual
- Posibilidad de utilizarlo en el antebrazo, palma o dedo

Especificaciones Técnicas:

- Rango de medición: 20 - 600 mg/dL o 1.1 - 33.3 mmol/L
- Sitios - tamaño de muestra: Dedo, Palma o Antebrazo - 1 μ L
- Tiempo de Test: Aprox. 10 segundos
- Fuente de alimentación: 1 x Pila de moneda 3.0V (2032 o equivalente)
- Duración de la pila: 12 meses o aprox. 1.000 tests
- Memoria: Hasta 300 registros con fecha y hora

El Kit incluye:

- 1 x Glucómetro
- 10 x Tiras reactivas
- 1 x Chip
- 1 x Líquido de control
- 10 x Lancetas estériles
- 1 x Equipo de lanceta
- 1 x Tapa transparente (para realizar pruebas en el antebrazo o la palma de la mano)
- 1 x Bolsa de transporte
- 1 x Manual de usuario