



Colposcopio LED fácil de utilizar montado en base de 5 ruedas (diámetro 41 cm). Ref: GM-29600

Especificaciones Técnicas:

- * Amplificación de imagen: 8.2X con oculares normales 10X.
- * Campo: 35mm
- * Sistema óptico: estéreo con ajuste interpupilar y cabezal óptico a 45°.
- * Iluminación: Lámparas LED
- * Distancia de Trabajo: 28 cm
- * Distancia interpupilar: 48-77cm
- * Filtro verde
- * Voltaje de funcionamiento: 100-240V, 50/60 Hz
- * Normativa Clase I, Tipo B, CE 93/42/EEC.
- * Fabricado en Italia

Accesorios opcionales disponibles:

GM-29601.- Conector para cámara que permite conectar una cámara a un Colposcopio con ayuda de una montura "en C" clásica.

GM-29602.- Cámara analógica para Colposcopio. Permite conectar el colposcopio a un monitor. Se precisa el conector anterior
Especificaciones:

- * Sensor Cámara: 1/3CCD
 - * Resolución: 480 líneas
 - * Alimentación: 230V - 50/60 Hz
- Salida video RCA cable 3M
Tamaño cabezal: 38x40x70mm

GM-29603.- Cámara digital con USB 2.0 . Permite conectar el Colposcopio a un PC.

Especificaciones:

- * Sensor Cámara: 1/3CCD
 - * Resolución: 480 líneas
 - * Alimentación: 230V - 50/60 Hz
- Salida video RCA cable 3M
Tamaño cabezal: 38x40x70mm