

Tensiómetro digital de muñeca inteligente



Esfigmomanómetro compacto y con características muy innovadoras:

Características Técnicas:

- * Tecnología de inflado inteligente para la determinación automática de la presión de inflado
- * Indicado WHO de presión sanguínea
- * Detección de latido cardiaco irregular
- * Valores promedio de las 3 últimas mediciones
- * 2 x 60 memorias, fecha y hora
- * Pantalla LCD 31.9 x 39.6 mm
- * Método de medición oscilométrico, inflado de aire y medición automática
- * Presión del manguito: 0–295 mmHg \pm 3 mmHg
- * Rango de frecuencia cardiaca: 40–180 lpm \pm 5% de la lectura
- * Rango de medición: 30–280 mmHg
- * Funcionamiento con 2 pilas AAA 1.5V
- * Dimensiones: 84 x 64 x 28 mm
- * Peso: 110 gr (sin baterías)
- * Aplicable a muñecas con circunferencia de 14–19.5 cm
- * CE 0197
- * FDA

TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4, 3º – 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com