


Electrocardiógrafo de bolsillo CARDIO-C POCKET 3 canales



- Electrocardiógrafo pequeño, ligero y fácil de transportar.
- Mediciones con sólo tocar un botón.
- Forma de curva de ECG clara e interpretación de resultados sobre pantalla de color TFT de 3.5" con matriz por puntos.
- Hasta 19 tipos de resultados de medidas.
- Memoria integrada muy amplia: almacena 24 horas de registros, revisualización de forma de una curva y 8 horas de almacenamiento de registros para 3 canales de ECG.
- Modos de toma de medidas: a través de electrodos de metal incorporados aplicándolos sobre la palma de la mano, el torso o sobre la pierna, o por derivaciones externas (requiere electrodos de extremidades y pectorales opcionales no incluidos)
- Gestión de datos para revisar o borrar los registros localmente o para enviarlos al PC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ratio de medida del ritmo cardiaco: 30-240 lpm
- Precisión de medida del ritmo cardiaco +/- 2bpm o +/- 2% según el valor más elevado
- Ancho de banda ECG: 0.5 Hz – 40 Hz.
- Nivel de ruido interno: = 30uVp-p
- Escala del display: 5.0mm/mv +/- 10%
- Memoria 32 MB.
- Tasa de refección de modo común (CMRR): +/- 60dB
- Velocidad de barrido de la curva: 20mm/s +/- 10%.
- Bucle de corriente de entrada: 0.1 ua
- Impedancia de entrada: 5 mO

TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 Email: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com

- Alimentación: 4 AA baterías alcalinas
- Rango de voltaje: 4.4 – 6 VDC
- Corriente de trabajo promedio máx...: ≤ 160 mA
- Apagado automático: puede ser ajustado de 1 a 5 minutos
- Indicador de batería baja: 4.4 VDC +/- 2 VDC
- Medidas: 13 x 9.5 x 3.2 cm

Accesorios incluidos:

1 software de lectura de ECG, cable USB, transformador, cable de ECG 4 latiguillos y 25 electrodos desechables. Manual en español.

TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 Email: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com

