

CARDIOPOCKET ECG con software

Electrocardiógrafo portátil de 1 Canal



- Electrocardiógrafo de bolsillo compacto y ligero
- Amplio display gráfico para visualizar todos los parámetros y la curva de ECG en tiempo real.
- Batería de litio recargable para 80 estudios.
- Incluye software interno multilingüe, incluido español.
- 12 derivaciones de ECG estándar.
- Grabación continua en tiempo real de la curva de ECG de forma clara y precisa.
- Teclado de control por contacto de fácil utilización.
- Visualización en pantalla de posición de trabajo y estado del equipo.
- Software con interpretación para almacenamiento de datos en PC (inglés/italiano). (Sistemas operativos: Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7).

Características Técnicas:

- Alimentación: AC: 100-240V, 50/60 Hz – DC: 12V batería recargable
El equipo puede funcionar más de 0.5 horas en modo de alimentación DC
- Nivel de ruido: +/- 15uVp-p
- CMRR: >100dB
- Filtro EMG: 35 Hz
- Constante tiempo: >=3.2s
- Sensibilidad: estándar: 10mm/mV +/-5%
- Configuración sensibilidad: 1/2, 1, 2 (cm/mV), desvío conversión <=5%
- Sistema de impresión: térmico, 8 puntos/mm (vertical), 16 puntos/mm (horizontal, 25 mm/seg)
- Velocidad del papel: 25mm/s, 50mm/s, +/-5%
- Papel de registro: 50mm, 20m, rollo de alta velocidad
- Estándar de seguridad: IEC Clase I, tipo CF
- Circuito corriente de entrada: <=100nA
- Peso: 800 gr. (con batería recargable y papel)

TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 Email: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com

Accesorios incluidos:

Cable de paciente 10 latiguillos, 1 rollo de papel, 1 batería litio recargable, 4 electrodos de extremidades, 6 electrodos precordiales, 1 manual de usuario, 1 CD con software y cable para conexión PC

TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 Email: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com

