

TABLA DE EMERGENCIA Y RESCATE
Tabla Espinal Adulto
ref.: GM-34083



- Radiotransparente para Rayos X
- Transparente para Resonancia Magnética
- Lavable
- Flotante e impermeable a todos los fluidos
- Fabricada en polietileno lineal de alta densidad con patillas de plástico
- Compatible con todo tipo de inmovilizador de cabeza y sistema a ajuste
- Color naranja

Especificaciones Técnicas:

- Medidas abierta: 184 x 44.5 x 6.5 cm
- Peso: 7,6 Kg
- Carga: 150 Kg
- Fabricación Europea
- Marcado CE

TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4, 3º – 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com

TABLA DE EMERGENCIAS Y RESCATE
Tabla espinal Adulto con Pines de Seguridad
ref.: GM-34097



- Tabla espinal de PE de alta densidad resistente y ligera
- Con dos estancias de plástico reforzado con fibra
- Provista con dos pines metálicos para mejor fijación de las cintas de inmovilización.
- Excelente para rescates acuáticos
- Transparente a los rayos X a excepción de las dos estancias de plástico
- Cintas de fijación no incluidas

Especificaciones Técnicas:

- Medidas abierta: 183 x 46 x 5 cm
- Peso: 7 Kg
- Carga: 200 Kg
- Fabricación europea
- Marcado CE

TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4, 3º – 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com