

Presentamos el icono clínico de la próxima generación.



### Versatilidad de campana abierta.

El lado pediátrico se convierte en una campana. Solamente retire la diafragma y reemplácelo por un anillo que reduce el frío al paciente.

## Presentamos el Estetoscopio 3M Littmann® Classic III

**Desde el primer momento estará a la altura de sus expectativas.** El estetoscopio 3M Littmann® Classic III es la nueva versión de la línea Classic, inspirada para ayudar a millones de profesionales médicos a desempeñar su profesión con excelencia. Trae consigo nuevo diseño, materiales y tecnología a la gama de estetoscopios Littmann®.

El nuevo estetoscopio Littmann® Classic III le ofrece:



**Alta sensibilidad acústica** para la realización de valoraciones generales.



**Diafragmas de doble frecuencia** en el lado pediátrico y en el lado de adultos.



**Membrana de una sola pieza** que es fácil de colocar y de limpiar por la suavidad de su superficie sin fisuras.



**Tubo de nueva tecnología** con mayor durabilidad y menor probabilidad de desteñirse. Resistente a aceites corporales y alcohol.

Expresa su personalidad a través de una amplia gama de colores y acabados diferentes.

Conoce las nuevas características que hacen de  
**3M Littmann® Classic III** un estetoscopio deseable.

## Características

### Diafragma de doble frecuencia en ambos lados de la campana:

- Adulto y pediátrico
- El lado pediátrico, es útil para pacientes pequeños o delgados y auscultaciones carótidas

**Olivas súper blandas** le entregan comodidad y un excelente sellado acústico; se ajustan firmemente a los tubos para mayor seguridad.

**La campana permanece libre de suciedad** y de otras partículas ambientales, gracias a la membrana que la cubre.

**Auriculares ajustables** que le permiten fijarlos según el tamaño de su cabeza y comodidad deseada, solamente con apretar o estirar de los tubos.

**Libre de látex o phtalatos.**

**Fabricado en Estados Unidos.** Aplicamos rigurosamente procesos y controles de calidad a todos los estetoscopios Littmann® para que usted reciba este instrumento en óptimas condiciones asegurándole un larga duración.

## Acabados y colores

Periódicamente lanzamos nuevas combinaciones de colores y acabados. Visite nuestro sitio [www.littmann.com](http://www.littmann.com) para más información.

*Debido a limitaciones del proceso de impresión, los colores indicados son aproximaciones de los colores de los tubos reales.*



### Especificaciones del estetoscopio Littmann® Classic III

Longitud 69cm

Peso 150g

Desempeño acústico 7

Garantía 5 años

#### CAMPANA

Construcción Doble cara, adultos y pediátrico

Material Acero inoxidable

Diafragma Diafragma de doble frecuencia de una sola pieza

Diámetro del diafragma Adulto: 4.3cm  
Pediátrico: 3.3cm

#### BINAURAL

Construcción Lumen (canal acústico único)

Material Libre de látex y phtalatos

#### AURICULARES

Material Diámetro ancho aleación aluminio anodizado

### Combinaciones de colores y acabados disponibles

COLORES	ACABADO ESTÁNDAR	ACABADO ESPECIAL
Negro	5620	Black 5803, Smoke 5811, Rainbow 5870
Gris	5621	
Azul Marino	5622	Black 5867
Azul Caribe	5623	Rainbow 5807, Black 5869
Verde Cazador	5624	
Frambuesa	5626	Rainbow 5806, Smoke 5871
Vino	5627	Black 5868
Naranja	5629	
Azul Cielo	5630	
Rosa	5639	
Rosa Perla	5633	
Chocolate		Copper 5809
Verde Oliva		Smoke 5812
Ciruela	5831	
Lavanda	5832	
Turquesa	5835	
Turquesa	5839	
Verde Lima	5829	
Esmeralda	5840	