



**TECNOMED 2000**  
electromedicina

## INSTRUMENTOS ANTROPOMETRIA

<p><b>Antropómetro HARPENDEN</b></p>  <p>Este instrumento proporciona una lectura directa y precisa, al milímetro más cercano, en un rango de 50 mm a 570 mm. <b>REF: HAR.98601</b></p>	<p><b>Neonatómetro HARPENDEN</b></p>  <p>Especialmente diseñado para el estudio del crecimiento. Disponible en dos versiones: corta, para prematuros y larga, para neonatos. <b>REF: HAR.98701SC</b></p>	<p><b>Estadiómetro HARPENDEN</b></p>  <p>Con fijación a pared y contador reforzado (VR) <b>REF: HAR.98602VR</b></p>
<p><b>Estadiómetro Portátil HARPENDEN</b></p>  <p>Modelo portátil en caja. La misma caja hace de soporte. Exactitud milimétrica desde 810 a 2.100 mm <b>REF: HAR.98603VR</b></p>	<p><b>Tabla de Medición Adultos HARPENDEN</b></p>  <p>Facilidad de movimiento Proporciona lecturas precisas y directas al milímetro sobre un rango de 300 mm a 2100 mm. <b>REF: HAR. 98703SC</b></p>	<p><b>Tabla de Medición Infantil HARPENDEN</b></p>  <p>De construcción similar a la Mesa de Medida Supina. Proporciona lecturas precisas y directas al milímetro sobre un rango de 220 mm a 1150 mm. <b>REF: HAR. 98705SC</b></p>
<p><b>Mesa de Medida para Posición Sentada HARPENDEN</b></p>  <p>Posee rodamiento estándar a bolas y tope para cabeza contrapesado proporcionando lecturas precisas desde 320 mm hasta 1090 mm. <b>REF: HAR.98607VR</b></p>	<p><b>Infantómetro HARPENDEN</b></p>  <p>Diseñado para el estudio del crecimiento de post-neonatos. Rango de medida: 300 mm a 910mm. Peso: 6,75 Kg <b>REF: HAR.98702SC</b></p>	<p><b>Medidor Panículo Adiposo. Lipómetro HOLTAIN</b></p>  <p>Para medición de espesor de pliegue cutáneo. Rango medición: 0-46mm. <b>REF: HAR.98610ND</b></p>

TECNOMED 2000, S.L.

C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid

Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)

[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)



#### Nonio Corredero Bicondileo HOLTAIN



Zona de medida; 0mm a 140mm. Peso neto: 340 gr. Estuche: 90 gr.  
**REF: HAR.98604**

#### Plicómetro Abdominal HOLTAIN



Diseñado para ayudar en la predicción del riesgo cardiaco mediante la medición del diámetro abdominal sagital en sujetos de decúbito supino. Disponible en dos medidas: 36 cm y 50 cm  
**REF: HAR.98609/98609XL**

#### Orquidómetro de Prader HOLTAIN



Utilizado para medir el volumen testicular. Rango de medida 1-25 ml (12 modelos disponibles). En estuche.  
**REF: HAR.98712**

TECNOMED 2000, S.L.

C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid

Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)

[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)

