



TECNOMED 2000
electromedicina

INSTRUMENTOS ANTROPOMETRIA

| | | |
|--|--|---|
| <p>Antropómetro HARPENDEN</p>  <p>Este instrumento proporciona una lectura directa y precisa, al milímetro más cercano, en un rango de 50 mm a 570 mm. REF: HAR.98601</p> | <p>Neonatómetro HARPENDEN</p>  <p>Especialmente diseñado para el estudio del crecimiento. Disponible en dos versiones: corta, para prematuros y larga, para neonatos. REF: HAR.98701SC</p> | <p>Estadiómetro HARPENDEN</p>  <p>Con fijación a pared y contador reforzado (VR) REF: HAR.98602VR</p> |
| <p>Estadiómetro Portátil HARPENDEN</p>  <p>Modelo portátil en caja. La misma caja hace de soporte. Exactitud milimétrica desde 810 a 2.100 mm REF: HAR.98603VR</p> | <p>Tabla de Medición Adultos HARPENDEN</p>  <p>Facilidad de movimiento Proporciona lecturas precisas y directas al milímetro sobre un rango de 300 mm a 2100 mm. REF: HAR. 98703SC</p> | <p>Tabla de Medición Infantil HARPENDEN</p>  <p>De construcción similar a la Mesa de Medida Supina. Proporciona lecturas precisas y directas al milímetro sobre un rango de 220 mm a 1150 mm. REF: HAR. 98705SC</p> |
| <p>Mesa de Medida para Posición Sentada HARPENDEN</p>  <p>Posee rodamiento estándar a bolas y tope para cabeza contrapesado proporcionando lecturas precisas desde 320 mm hasta 1090 mm. REF: HAR.98607VR</p> | <p>Infantómetro HARPENDEN</p>  <p>Diseñado para el estudio del crecimiento de post-neonatos. Rango de medida: 300 mm a 910mm. Peso: 6,75 Kg REF: HAR.98702SC</p> | <p>Medidor Panículo Adiposo. Lipómetro HOLTAIN</p>  <p>Para medición de espesor de pliegue cutáneo. Rango medición: 0-46mm. REF: HAR.98610ND</p> |

TECNOMED 2000, S.L.

C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid

Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com

www.tecnomed2000.com



Nonio Corredero Bicondileo HOLTAIN



Zona de medida; 0mm a 140mm. Peso neto: 340 gr. Estuche: 90 gr.
REF: HAR.98604

Plicómetro Abdominal HOLTAIN



Diseñado para ayudar en la predicción del riesgo cardiaco mediante la medición del diámetro abdominal sagital en sujetos de decúbito supino. Disponible en dos medidas: 36 cm y 50 cm
REF: HAR.98609/98609XL

Orquidómetro de Prader HOLTAIN



Utilizado para medir el volumen testicular. Rango de medida 1-25 ml (12 modelos disponibles). En estuche.
REF: HAR.98712

TECNOMED 2000, S.L.

C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid

Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com

www.tecnomed2000.com

