

## MANIQUI DE ENFERMERIA BISEXUADO Y CUIDADO INFANTIL/PEDIATRICO REF. HO-H130



### Características:

1. Cabeza, cuello y extremidades totalmente movibles. Posibilidad de recambio de la piel del tórax.
2. Punción e inyección venosa cefálica.
3. Punción venosa del cordón umbilical.
4. Alimentación mediante intubación nasal y oral.
5. Cuidado de lavado gástrico, enema y cateterización uretral.
6. Ostmía.
7. Inyección subcutánea deltoides e inyección intramuscular de nalgas
8. Cuidados de enfermería generales: baño con esponja, cambio de ropa, lactancia y cambio de pañal.
9. Garantía del fabricante: 1 año

Medidas: 55x19.5x33.5 cm

Peso bruto: 5.2 Kg



TECNOMED 2000, S.L.  
C/ Edimburgo 14 – P.I. Európolis – 28232 – Las Rozas, Madrid  
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)  
[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)

## Accesorios incluidos:

- 1 x Maniquí cuerpo entero
- 1 x Almohadilla para inyección intravenosa cefálica de reemplazo
- 1 x Almohadilla inyección glúteo de reemplazo
- 1 x Almohadilla inyección muscular vasto lateral (muslo) de reemplazo
- 1 x Órganos genitales femeninos intercambiables
- 1 x Jeringa 5ml
- 1 x Cánula nasal
- 1 x Tubo estomacal
- 1 x Tubo Coloclisis
- 1 x Catéter
- 1 x Manual de uso

TECNOMED 2000, S.L.  
C/ Edimburgo 14 – P.I. Európolis – 28232 – Las Rozas, Madrid  
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)  
[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)

