



## Carro Camilla hidráulica con ruedas para traslado de pacientes Ref: IC-10005



### Características Técnicas:

Carro Camilla hidráulica con ruedas para traslado de paciente, estructura de acero pintado Epoxy.

- Carro Camilla de traslado especialmente indicado para Urgencias
- Estructura de acero pintado Epoxy
- Altura regulable mediante sistema de bomba hidráulico accionado a pedal
- Cabecero regulable mediante cremallera
- Colchoneta fija en aglomerado y tapizada en skay
- Barandillas abatibles
- Soporte gotero regulable en altura
- Ruedas de 125mm, dos con freno

### Medidas:

- Largo: 210 cm
- Ancho: 66 cm
- Alto: 50-90 cm
- Peso: 75 Kg

TECNOMED 2000, S.L.

C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 - Madrid

Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)

[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)

