

Carro Camilla para Lavado de Enfermos hidráulico Ref: IC-10300



Características Técnicas:

Carro de Lavado de Enfermos con las siguientes características:

- Estructura de acero inoxidable y pintado epoxy
- Altura regulable por mediante sistema hidráulico accionado a pedal
- Barandillas abatibles
- Plano superior con cabecero regulable por cremallera
- Inclinación de plano regulable por sistema de gas (trendelemburg / antitren +-13º)
- Colchoneta de PVC hermética, con orificio para desagüe y tapón
- Tubo para desagüe 1m
- Ruedas giratorias Ø 125mm dos con freno



Medidas:

- Largo: 195 cm
- Ancho: 75 cm
- Alto: 57-90 cm
- Peso: 45 Kg