

Balanza para bebés de forma elegante con aprobación de homologación y médica para el uso profesional móvil o fijo en el diagnóstico médico





Características

- Clase de homologación III (homologación opcional)
- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- Gracias a su gran plato, que está ideal para lactantes por su ergonómico redondo óptimo, la balanza es muy popular en pediatría
- **2** Función especial para neonatologías: función diferencial para el cálculo del aumento de peso antes y después de la ingestión de alimentos
- ABS - materia plastica robusto. Higiénica y fácil de limpiar
- Gracias a los pies de goma, la balanza se queda fija de forma segura
- Función Hold (retención): por pacientes inquietos tumbados se determina y "congela" un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y después leer el valor de pesaje con toda tranquilidad
- Puede ser utilizada con pilas así como con adaptor de red; acumulador opcional

Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminado, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones de bandeja A×P×A 600×280×55 mm
- Dimensiones totales A×P×A 600×400×110 mm
- Dimensiones totales con tallímetro (opcional) A×P×A 890×470×175 mm
- Puede ser utilizada con pilas, 6× 1,5V AA, no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
- Adaptador de red (externo) está incluido
- Peso neto aprox. 5,5 kg

Accesorios

- **1** Tallímetro para fijar en la balanza, campo de medición de 80 cm, división 1 mm, KERN MBC-A01, **€ 110,-**
- **3** Tope pies/cabeza para la fijación al plato con superficie, para más seguridad al pesar niños pequeños. Alcance de suministro: 1 tope para la cabeza y otro para los pies en cada balanza, KERN MBC-A05, **€ 80,-**
- **4** Bolsa de transporte para uso móvil, solo sin barra medidora montada, KERN MBC-A02, **€ 50,-**
- Capota protectora de trabajo para poner encima del indicador, de serie. La misma puede ser pedida posteriormente, alcance de suministro: 5 unidades, KERN MBC-A06S05, **€ 40,-**
- Uso con acumulador interno, duración de servicio sin retroiluminación aprox. 40 h, tiempo de carga aprox. 12 h, KERN MBC-A08, **€ 54,-**
- Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 80 uds., tamaño 20×22 cm por paño, KERN MYC-01, **€ 35,-**

ESTÁNDAR				OPCIÓN		FÁBRICA	
						*	
MOVE	BATT	MULTI	1 DAY	ACCU	M	+3 DAYS	

* En la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido. Para esto necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Valor de homologación [e] kg	Obligatorio por la ley Homologación	
				M	KERN
MBC 15K2DM	6 15	0,002 0,005	0,002 0,005	965-128	
MBC 20K10M	20	0,01	0,01	965-128	