



NEW



Un sólido clásico para la determinación rápida del peso corporal

Características

- Diseño atemporal
- Estructura robusta
- **1** Gran escala circular, fácil de leer
- **2** Amplia superficie accesible con recubrimiento anti-deslizante de plástico
- Gracias a los pies de goma, la balanza se queda fija de forma segura
- Manejo simple:
solo hay que tocarla ligeramente – colocarse – leer los valores
- Cómodo ajuste de la indicación mediante rueda de ajuste
- **Nota:** Los modelos se suministran únicamente

Datos técnicos

- Altura de dígitos 8 mm
- Dimensiones totales A×P×A
285×425×85 mm
- Peso neto aprox. 3,1 kg

Accesorios

- Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida – sobre la base de cuaternarios compuestos de amonio modernos, también efectivos contra el virus papova. Especialmente respetuosos con los materiales, por eso son muy adecuados para la desinfección de productos médicos sensibles al alcohol. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 80 uds., tamaño 20×22 cm por paño, KERN MYC-01, € 35,-

ESTÁNDAR



Modelo	Campo de pesaje	Lectura
KERN	[Max] kg	[d] kg
MGC 100K-1S05	150	1