



NEW



Balanza pesapersonas con plato de pesaje especialmente grande y plano para que sea más fácil acceder, siempre con la máxima seguridad.

Características

- Esta balanza pesapersonas es el instrumento de medición ideal para la geriatría y los paramédicos, los gimnasios o el ámbito privado, pudiendo realizar pesajes incluso en el ámbito adiposo de más de 200 kg
- Plato de pesaje extragrande
- Higiénica y fácil de limpiar
- báscula puede transportarse cómodamente gracias a su asa, así como guardarse ocupando poco espacio
- diseño plano alivia la subida en la balanza
- Especialmente amplia superficie accesible con recubrimiento anti-deslizante y resistente al desgaste de plástico
- Manejo simple:
 - solo hay que tocarla ligeramente – colocarse
 - leer los valores
- Función AUTO-OFF integrada para ahorrar energía
- Es posible cambiar la unidad de kg a libras
- Pantalla grande con gran contraste que facilita la lectura

Datos técnicos

- Pantalla LCD, altura de dígitos 30 mm
- Dimensiones totales A×P×A 433×370×35 mm
- Pilas incluidas, 4× 1,5V AAA, duración de servicio aprox. 20 h
- Peso neto aprox. 3 kg

Accesorios

- Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida – sobre la base de cuaternarios compuestos de amonio modernos, también efectivos contra el virus papova. Especialmente respetuosos con los materiales, por eso son muy adecuados para la desinfección de productos médicos sensibles al alcohol. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 80 uds., tamaño 20×22 cm por paño, KERN MYC-01, € 35,-

ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo	Campo de pesaje	Lectura
KERN	[Max] kg	[d] kg
MPI 200K-1S05	200	0,1