

## **MEDIDORES DE ALTURA ELECTRONICO DE LA FIRMA ALEMANA KERN**

### **MEDIDORES DE ALTURA ELECTRONICO DE LA FIRMA ALEMANA KERN Con autorización médica conforme 93/42/EEC**

#### **TALLIMETRO PORTATIL PARA BEBES Modelo: KE-MSB80**



Medidor de altura mecánico portátil para bebés con una altura máxima de 80 cm, con Autorización médica conforme a 93/42/EEC. Fabricación alemana.

- \* Campo de medición de entre 10 y 80 cm. División 1mm.
- \* La gran superficie de los topes facilita su manejo (colocar, desplazar, leer).
- \* Escala de medición que empieza por el cero tanto a la izquierda como a la derecha, es decir que puede utilizarse en ambas direcciones.
- \* Ocupa poco sitio al guardarla dado que la barra medidora se desmonta.
- \* Dimensiones totales máx. A x P x A 890 x 330 x 100mm
- \* Peso neto aprox. 0,7 Kg.

**TALLIMETRO PORTATIL PARA NIÑOS PEQUEÑOS**  
**Modelo: KE-MSC100**



Medidor de altura mecánico portátil para bebés con una altura máxima de 100 cm, con Autorización médica conforme a 93/42/EEC. Fabricación alemana.

- \* Campo de medición de entre 6,5 y 100 cm. División 1mm.
- \* Tope plegable
- \* Lectura de la escala con el tope desplazable
- \* Robusto perfil de aluminio
- \* Ocupa un mínimo de espacio para guardar dado que el tope es plegable
- \* Dimensiones totales máx. A x P x A 1040 x 290 x 55mm
- \* Peso neto aprox. 0,8 Kg.

**TALLIMETRO DE PARED PARA NIÑOS Y ADULTOS**  
**Modelo: KE-MSF200**



Medidor de altura mecánico de entre 60-200 cm (división 1mm) para atornillar al soporte de la báscula modelo KEMPS200KPM o para montar en la pared. Autorización médica conforme a 93/42/EEC. Fabricación alemana.

- \* Lectura de la escala con el tope desplazable y plegable
- \* Robusto perfil de aluminio
- \* Dimensiones totales: A x P x A 60 x 330 x 1630 mm
- \* Peso neto aprox. 0,7 Kg