

Báscula para silla de ruedas KERN MWB

Compacta báscula silla con dos rampas de acceso integradas para mayor comodidad



NEW



Características

- Especialmente indicada para pesar pacientes en sillas de ruedas, gracias a su plataforma transitable por ambos lados
- La gran plataforma de pesaje de acero también es ideal para la pesaje de pacientes en campo de medición de adiposidad
- Gracias a los pies de goma de altura regulable, la balanza se queda fija de forma segura
- **1** En serie: un nivel de burbuja para nivelar la balanza con precisión
- Función Hold (retención): por pacientes inquietos que estén de pie o sentados se determina y “congela” un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y después leer el valor de pesaje con toda tranquilidad
- Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
- De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
- **2** La balanza puede transportarse cómodamente gracias a sus dos ruedas y dos asas, ocupando poco espacio al guardarse

Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 200×130×60 mm
- Dimensiones totales A×P×A 1050×1050×100 mm
- Pilas incluidas, 6×1,5V AA, duración de servicio aprox. 40 h
- Longitud de cable del indicador aprox. 300 cm
- Peso neto aprox. 55 kg

Accesorios

- Capota protectora de trabajo para poner encima del indicador, de serie. La misma puede ser pedida posteriormente, alcance de suministro: 5 unidades, KERN MBC-A06S05, € 40,-
- Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 80 uds., tamaño 20×22 cm por paño, KERN MYC-01, € 35,-
- Detalles están en el internet

ESTÁNDAR



Modelo	Campo de pesaje	Lectura	Superficie de pesaje
KERN	[Max] kg	[d] kg	mm
MWB 300K-1	300	0,1	800×800