

ESTERILIZADORES DE CALOR SECO / AIRE CALIENTE

HOT DRY



Esterilizador de Aire Caliente / Calor seco **HOT DRY con capacidad de 1,5L** sumamente fácil, seguro y eficiente de utilizar.

Se puede utilizar para esterilizar todo tipo de herramientas metálicas como ser instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable, instrumentos de acero carbono y termo resistentes así como cristal (vidrio).

El exterior del equipo está fabricado en acero pintado y la cámara interior es acero inoxidable 18/10 pulido lo cual garantiza una distribución del calor rápida y perfecta.

Fabricación Europea

Especificaciones Técnicas:

- Dimensiones exteriores: 310 x 190 x 190 mm
- Dimensiones de la cámara de esterilización: 245 x 55 x 115 mm
- Termostato Ajustable: 50 - 200 °C
- Temporizador Ajustable: 0 - 120 min
- Consumo Energético: 250 W
- Voltaje: 230/240 V
- Fusibles: Tipo 6,3 x 32 - 2A
- Temperatura de Esterilización: 150 - 180 °C
- Capacidad de la Cámara: 1,5 Litros
- Peso Neto: 4,9 Kg
- Peso Bruto: 6 Kg

Accesorios incluidos:

1 x Bandeja de aluminio

2 x Pinzas de extracción



Esterilizador de Aire Caliente **HOT DRY con capacidad de 7L** sumamente fácil, seguro y eficiente de utilizar.

Se utilizar para esterilizar todo tipo de herramientas metálicas como ser instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable, instrumentos de acero carbono y termo resistentes así como cristal (vidrio).

El exterior del equipo está fabricado en acero pintado y la cámara interior es acero inoxidable 18/10 pulido lo cual garantiza una distribución del calor rápida y perfecta.

Fabricación Europea

Especificaciones Técnicas:

- Dimensiones exteriores: 490 x 230 x 320 mm
- Dimensiones de la cámara de esterilización: 415 x 90 x 185 mm
- Termostato Ajustable: 50 - 200 °C
- Temporizador Ajustable: 0 - 120 min
- Consumo Energético: 400 W
- Voltaje: 230/240 V
- Fusibles: Tipo 6,3 x 32 - 2A
- Temperatura de Esterilización: 150 - 180 °C
- Capacidad de la Cámara: 7 Litros
- Peso Neto: 10,6 Kg
- Peso Bruto: 11,7 Kg

Accesorios incluidos:

1 x Bandeja de aluminio

2 x Pinzas de extracción



Esterilizador de Aire Caliente **HOT DRY con capacidad de 22 Litros** sumamente fácil, seguro y eficiente de utilizar.

Se utilizar para esterilizar todo tipo de herramientas metálicas como ser instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable, instrumentos de acero carbono y termo resistentes así como cristal (vidrio).

El exterior del equipo está fabricado en acero pintado y la cámara interior es acero inoxidable 18/10 pulido lo cual garantiza una distribución del calor rápida y perfecta.

Fabricación Europea

Especificaciones Técnicas:

- Dimensiones exteriores: 450 x 380 x 400 mm
- Dimensiones de la cámara de esterilización: 380 x 200 x 300 mm
- Termostato Ajustable: 50 - 200 °C
- Temporizador Ajustable: 0 - 120 min
- Consumo Energético: 600 W
- Voltaje: 230/240 V
- Fusibles: Tipo 6,3 x 32 - 2A
- Temperatura de Esterilización: 150 - 180 °C
- Capacidad de la Cámara: 22,8 Litros
- Peso Neto: 10,2 Kg
- Peso Bruto: 12,8 Kg

Accesorios incluidos:

4 x Bandejas anodizadas perforadas

1 x Pinza para extracción de bandeja

TECNOMED 2000, S.L.

C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com



Esterilizador de Aire Caliente / Calor Seco **HOT DRY con capacidad de 30 Litros** sumamente fácil, seguro y eficiente de utilizar.

Se utilizar para esterilizar todo tipo de herramientas metálicas como ser instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable, instrumentos de acero carbono y termo resistentes así como cristal (vidrio).

El exterior del equipo está fabricado en acero pintado y la cámara interior es acero inoxidable 18/10 pulido lo cual garantiza una distribución del calor rápida y perfecta.

Fabricación Europea

Especificaciones Técnicas:

- Dimensiones exteriores: 450 x 450 x 400 mm
- Dimensiones de la cámara de esterilización: 380 x 270 x 300 mm
- Termostato Ajustable: 50 - 200 °C
- Temporizador Ajustable: 0 - 120 min
- Consumo Energético: 700 W
- Voltaje: 230/240 V
- Fusibles: Tipo 6,3 x 32 - 2A
- Temperatura de Esterilización: 150 - 180 °C
- Capacidad de la Cámara: 30 Litros
- Peso Neto: 12,2 Kg
- Peso Bruto: 15,2 Kg

Accesorios incluidos:

5 x Bandejas anodizadas perforadas

1 x Pinza para extracción de bandeja

TECNOMED 2000, S.L.

C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com

