






**PRESTAN®**

## Maniquí profesional RCP Adulto Serie 2000

Nuevo maniquí de RCP Adulto con monitor luminoso de RCP y App para el seguimiento y evaluación de la formación. Provee información de calidad y en tiempo real sobre la RCP mediante una conexión Bluetooth® con el Maniquí Profesional Adulto Serie 2000 (disponible para iOS y Android)



\*Dispositivo móvil no incluido



- La App CPR Feedback está disponible en español y cumple con los requerimientos de las últimas directrices de la AHA, KACPR, ERC, ARC o SRFAC (el usuario puede elegir y cambiar la directriz deseada para la formación)

### Kit complementario serie 2000

para actualizar los maniqués profesionales PRESTAN para adultos y de subluxación mandibular (modelos de 2018 y más recientes)



Información sobre **Frecuencia y profundidad de compresiones, retroceso, ventilación y tiempo de manos libres** monitorizada al tiempo que aparece en pantalla y disponible para ser reportada

El maniquí Profesional Adulto Serie 2000 ofrece un sistema dual de monitorización de la formación en RCP:

1. El tradicional sistema de luces que indica que la frecuencia de compresiones es la adecuada (100-120 cpm) combinado con sonido para controlar la profundidad de las mismas (5-6 cm)
2. App CPR Feedback para obtener información avanzada en tiempo real, disponible para ser almacenada y compartida que permite monitorizar hasta 6 maniqués a la vez.