


MANIQUES RCP CON **NUEVO MONITOR LUMINOSO!!**



El nuevo monitor luminoso para la frecuencia de las compresiones torácicas de los maniqués y torsos de RCP de la firma PRESTAN cumple con las nuevas **Recomendaciones de Resucitación CPR & ECC 2015**. El rango de frecuencia recomendado para las compresiones es de 100 a 120. Así, cuando el alumno esté realizando las compresiones dentro de este rango, dos luces verdes se iluminarán. Cuando se llega a 120, el monitor ilumina una luz amarilla, indicando al profesor y al alumno que las compresiones están siendo demasiado rápidas. La luz amarilla sólo se apaga cuando se reduce la frecuencia de las compresiones.



Si usted ya tiene un torso o maniquí de RCP de la firma PRESTAN y desea reemplazar el monitor luminoso por el nuevo BLUE MONITOR puede hacerlo! Sólo tiene que adquirir el BLUE MONITOR y reemplazarlo usted mismo porque es muy sencillo!!!!

Precios del BLUE MONITOR de PRESTAN:

PR-BAMON-1: BLUE Monitor para torso Adulto x 1 unidad 27.-€

PR-BAMON-4: BLUE Monitor para torso Adulto x 4 unidades 104.-€

PR-BCMON-1: BLUE Monitor para torso Pediátrico x 1 unidad 27.-€

PR-BCMON-4: BLUE Monitor para torso Pediátrico x 4 unidades 104.-€

PR-BIMON-1: BLUE Monitor para maniquí Bebé x 1 unidad 27.-€

PR-BIMON-4: BLUE Monitor para maniquí Bebé x 4 unidades 104.-€

Precios IVA 21% No Incluido