



TECNOMED 2000
electromedicina



Maniqués profesionales de formación en RCP Fabricación americana

Los maniqués de formación en RCP de la firma PRESTAN han sido diseñados para poseer el máximo realismo a la vista y al tacto y favorecer la evaluación inmediata de la calidad del masaje cardiaco efectuado mediante un monitor luminoso de frecuencia que indica al alumno en tiempo real si las compresiones torácicas se están efectuando con el ritmo correcto. Disponibles de forma individual, en packs de 4 maniqués o en versiones combinadas. Poseen 3 años de garantía.



Disponibles en versión Adulto, Pediátrico e Infantil y tres colores de piel.



Fáciles de montar y de transportar.

El movimiento frente mentón del maniquí simula el movimiento real de una víctima que requiere RCP y enseña la forma correcta de abrir vías aéreas.



Mediante protectores respiratorios / pulmones se eleva el pecho del maniquí siempre que la cantidad de aire provista sea la adecuada y de que la cabeza esté bien inclinada hacia atrás para abrir las vías respiratorias.



Disponibles con o sin monitor luminoso de la frecuencia de las compresiones torácicas. Los monitores pueden adquirirse para ser colocados en maniqués PRESTAN sin monitor.



Los maniqués individuales incluyen 10 protectores respiratorios, bolsa de transporte y manual de uso

Diseñados para la utilización de electrodos de desfibrilación.

Fabricados en goma Sin Látex.

Los Packs de 4 maniqués incluyen 50 protectores respiratorios, bolsa de transporte y manual de uso

TECNOMED 2000
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com





SUBLUXACION MANDIBULAR

Con este modelo de maniquí resulta muy fácil enseñar de manera correcta la maniobra de subluxación mandibular que es la forma más segura de lograr la apertura de las vías respiratorias de una víctima que puede tener un posible daño en la cabeza, cuello o columna vertebral porque puede ser realizada minimizando el movimiento de la nuca.

Este producto puede adquirirse como un maniquí completo (cabeza con subluxación mandibular y torso) con o sin monitor de frecuencia de RCP o simplemente la cabeza la cual se coloca perfectamente en el torso de los maniquíes de RCP estándar de la firma PRESTAN.

También disponible en Pack de 4 unidades.

DISEÑO UNICO



Diseño exclusivo de apertura de pecho para una fácil colocación del pulmón que a su vez hace de protector respiratorio garantizando la higiene en su uso.

PRESTAN COLLECTION

1 Adulto + 1 Pediátrico + 1 Bebé
Incluye 10 protectores respiratorios por maniquí, bolsa de transporte y manual de uso



PRESTAN FAMILY PACK

2 Adultos + 1 Pediátrico + 2 Bebés
Incluye 10 protectores respiratorios por maniquí, bolsa de transporte y manual de uso



DESFIBRILADOR DE ENTRENAMIENTO



Avisos de voz claros y fiables en español con instrucciones fáciles de ejecutar.

5 Escenarios de entrenamiento pre-configurados.

Incluye un par de electrodos de entrenamiento, pilas, instrucciones de uso y una maleta de transporte. Mando a distancia opcional.

Accesorios Maniquies Adultos



Lote de 50 protectores faciales con filtro para maniquí profesional de RCP-AED Adulto

Referencia: PR-FS50



Lote de 10 protectores respiratorios para maniquí profesional de RCP-AED Adulto (incluye pulmón y protector facial)

Referencia: PR-ALB10



Lote de 50 protectores respiratorios para maniquí profesional de RCP-AED Adulto (incluye pulmón y protector facial)

Referencia: PR-ALB50



Lote de 10 adaptadores de máscara de rescate boca a boca con filtro anti-retorno. Se adapta a todos los estándares de máscara.

Referencia: PR-10076PPA



Caja de 36 protectores faciales con filtro adaptables a todos los maniqués.

Referencia: PR-10077PPS

Accesorios Maniquies Pediátricos



Lote de 50 protectores faciales para maniquí profesional de RCP-AED Pediátrico

Referencia: PR-CFS50



Lote de 10 protectores respiratorios para maniquí profesional de RCP-AED Pediátrico

Referencia: PR-CLB10



Lote de 50 protectores respiratorios para maniquí profesional de RCP-AED Pediátrico

Referencia: PR-CLB50

Accesorios Maniquies Neonatales



Lote de 50 protectores faciales para maniquí profesional de RCP-AED Pediátrico

Referencia: PR-IFS50



Lote de 10 protectores respiratorios para maniquí profesional de RCP-AED Neonatal

Referencia: PR-ILB10



Lote de 50 protectores respiratorios para maniquí profesional de RCP-AED Neonatal

Referencia: PR-ILB50

Accesorios Maniquies Ultralite



Pack de 50 unidades de protector facial/pulmonar para maniquí de RCP modelo Ultralite

Referencia: PR-ULB-50

TECNOMED 2000

C/ Palos de la Frontera, 4 - 28012 - Madrid

Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 admin.2000@tecnomed2000.com

www.tecnomed2000.com





Pack de 50 unidades de protectors faciales para maniquí de RCP modelo Ultralite
Referencia: PR-UFS-50

Blue Monitor



Blue Monitor para torso Adulto
Referencia: PR-BAMON-1



Pack de 4 unidades de Blue Monitor para torso Adulto
Referencia: PR-BAMON-4



Blue Monitor para torso Pediátrico
Referencia: PR-BCMON-1



Pack de 4 unidades de Blue Monitor para torso Pediátrico
Referencia: PR-BCMON-4



Blue Monitor para torso Neonatal
Referencia: PR-BIMON-1



Pack de 4 unidades de Blue Monitor para torso Neonatal
Referencia: PR-BIMON-4

Los maniqués de entrenamiento PRESTAN son compatibles con todos los simuladores de RCP del mercado.

TECNOMED 2000
C/ Palos de la Frontera, 4 – 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com

