

Maniquí Profesional de RCP Ultralite®



Ultralite™ es el Maniquí de RCP más novedoso, portátil y ligero del mercado. Se suministra en pack de 4 unidades fáciles de montar, incluidas en una bolsa. De esta manera se convierten en el mejor aliado de los monitores de cursos de Soporte Vital y Reanimación Cardiopulmonar: fáciles de transportar, ligeros, duraderos, resistentes, realistas, económicos y siempre listos para el entrenamiento.

Características Principales de Ultralite™ :








- Rápido y fácil de montar
- Torsos y cabezas apilables que generan un pack compacto permitiendo transportar múltiples unidades a la vez
- Ocupan poco espacio de almacenamiento
- La apertura en forma de concha facilita el acceso
- Diseño anatómico realista a la vista y al tacto que simula clavícula, línea de pezones, esternón así como del proceso xifoideo.
- Permite la simulación de la maniobra frente / mentón de forma realista
- Elevación del tórax mediante el uso de pulmones (protectores respiratorios, con protector facial incluido)
- Fácil de limpiar
- Libre de látex y vinilo
- Compatible con electrodos de desfibrilación de entrenamiento



- El pecho del maniquí se comprime entre 5 y 6 cm conforme a las últimas recomendaciones AHA y ERC
- Retroalimentación acústica de la profundidad de las compresiones torácicas (se escucha un click si la profundidad de la compresión es la recomendada)
- Vida útil del maniquí que garantiza medio millón de compresiones torácicas
- El Pack completo de 4 unidades pesa menos de 6 Kg!
- Tres (3) Años de Garantía del Fabricante
- Fabricado en USA
- Fabricado en goma libre de látex

MONITOR LUMINOSO DE FRECUENCIA DE COMPRESIONES TORACICAS

Sleep Mode/No Power	
1st Full Compression (Wake mode/LED Test Mode, Cycles in sequence)	
CPM* < 100	
CPM* 100 – 120	
CPM* > 120	

*CPM = Compressions per minute

 = Flashing



Luz roja indica compresiones por debajo de 100 cpm

Luz verde indica compresiones entre 100-120 cpm (conforme a las últimas directrices AHA y ERC)

La luz roja parpadeante indica más de 120 cpm

(cpm: compresiones por minute)

Posibilidad de actualización de ULTRALITE® sin monitor mediante un pistón luminoso fácil de instalar.



PR-ULPISTONM-1-MS: Pistón / ud

PR-ULPISTONM-4-MS: Pistón / pack 4 uds

*También disponible en forma individual y pack de 12 uds. Consultar

TECNOMED 2000, S.L. C/ Edimburgo 14 – P.I. Európolis – 28232 – Las Rozas, Madrid

Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 admin.2000@tecnomed2000.com

www.tecnomed2000.com