

## Electroestimulador TENS Digital 2 Canales

### Características Principales:



El Tens Digital modelo TENS-3002 ofrece nuevas prestaciones, tales como:

- Contador de tiempo acumulado de tratamiento, un sistema de bloqueo para evitar modificaciones indeseadas de los programas establecidos, apagado automático cuando no se utiliza, etc.
- Tres modos de estimulación programables: continua, burst y modulada en frecuencia y anchura de pulso
- Dos tratamientos predefinidos: Burst de 2 a 100 Hz. a 200  $\mu$ s. y Modulada de 50 a 100 Hz. de 200 a 60  $\mu$ s
- Sin duda, el estimulador portátil con mejor relación calidad-precio del mercado

### Especificaciones Técnicas:

- Dos canales aislados entre si
- Corriente: variable de 0-120 mA de pico con carga de 500  $\Omega$  por canal
- Frecuencias: ajustable de 1 a 150 Hz
- Anchura de Onda: ajustable de 50  $\mu$ s a 250  $\mu$ s
- 3 Formas de Onda
- Programador de tiempo
- Contador de tiempo acumulado de aplicación de tratamiento
- Sistema de bloqueo
- Apagado automático
- Certificado Sanitario CE 0197

### Accesorios Incluidos:

- 2 juegos de cables
- 4 electrodos de 40x40mm
- 2 baterías de 1,5v
- Manual de instrucciones
- Estuche