

Estimulador muscular de dos canales de uso profesional o doméstico

Características Principales:



El **Tens Digital modelo TENS-NMS28** ofrece nuevas aplicaciones tales como:

- Para recuperar el tono muscular, perdido después de un período largo de inmovilidad, o evitar que se produzca
- Para recuperar la forma física, si no tiene tiempo para hacer ejercicio regularmente
- Para mejorar el funcionamiento de músculos específicos o ampliar la eficacia de los ejercicios fisiológicos de su entrenamiento
- Para el tratamiento de contracturas musculares
- Para el tratamiento del dolor (solo profesionales: los tratamientos deben ser programados)

Especificaciones Técnicas:

- Dos Canales independientes
- Intensidad: 100 mA
- Anchura pulso: 50 a 400 μ Seg.; Frecuencia:1 a 110 Hz
- Dos formas de onda: Rectangular bifásica simétrica y alterna
- Tratamiento agonista-antagonista
- Carga automática del último tratamiento
- Temporizador con apagado automático
- Memoriza el tiempo de utilización
- Sistema de bloqueo
- 6 Programas predefinidos para: resistencia, capilarización, tonificación, fuerza, prevención de atrofia y endurecimiento
- 1 Programa de libre configuración
- Certificado Sanitario CE 0197

Accesorios Incluidos:

- Cuatro electrodos pregelados
- Dos juegos de cables
- 2 baterías alcalina de 1,5v
- Manual de Instrucciones