

Ficha técnica

Descripción	Batería Recargable Compatible ECG Cardiosmart – Mac 1200
Referencia	MAC1200-C
Marca	GE HEALTHCARE
Tecnología	Ni-cd
Tensión	18.00 V
Capacidad	1.80 A/h
Peso	0.720 kg
Para equipos:	CARDIOSMART - MAC1100 - 1200 - 1500 - 1000



TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com

