

Ficha técnica

Descripción	Batería Original Para Monitor MCare 300 SpaceLabs
Referencia	MCARE300
Marca	SPACELABS MEDICAL
Tecnología	Li-ion
Tensión	10.80 V
Capacidad	6.60 A/h
Peso	0.440 kg
Para equipos:	Monitor MCare 300 SpaceLabs
	

TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com