

Ficha técnica

Descripción	Batería original PHILIPS para Desfibrilador HeartStart FR1 LAERDAL.
Referencia	HeartStart FR1
Marca	PHILIPS
Tecnología	Litio
Tensión	18 V
Capacidad	1.30 A/h
Peso	0.160 kg
Para equipos:	Batería original PHILIPS para Desfibrilador HeartStart FR1, HeartStart 940010xx, HeartStream AEDESEN, HeartStart 940020XX, 940030XX, 989803102301
	

TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com

