

Ficha técnica

| | |
|--|--|
| Descripción | Batería compatible Nihon Kohden para ECG 1350, 2350, y Desfibriladores TEC 5500 y TEC 7700 |
| Referencia | NKB-301V |
| Marca | NIHON KOHDEN |
| Tecnología | Ni-mh |
| Tensión | 12 V |
| Capacidad | 3.0 A/h |
| Peso | 0.590 kg |
| Para equipos: | ECG 1350, 2350, y Desfibriladores TEC 5500 y TEC 7700 |
|  | |

TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com