

Ficha técnica

Descripción	Batería Original PHILIPS Desfibrilador HeartStart FRX HS1
Referencia	M5070A-O
Marca	PHILIPS
Tecnología	Lithium
Tensión	9.00 V
Capacidad	4.20 A/h
Peso	0.220 kg
Para equipos:	Desfibrilador HeartStart FRX HS1 Philips



TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com

