


## Ficha técnica

<b>Descripción</b>	Batería Plomo Para ECG Sicard 440 Siemens
<b>Referencia</b>	Y16
<b>Marca</b>	SIEMENS
<b>Tecnología</b>	Plomo
<b>Tensión</b>	6.00 V
<b>Capacidad</b>	1.00 A/h
<b>Peso</b>	0.300 kg
<b>Para equipos:</b>	ECG Sicard 440 Siemens
	

TECNOMED 2000, S.L.  
C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid  
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)  
[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)

