

Ficha técnica

Descripción	Batería original NIHON KOHDEN para Monitor ECG BSM
Referencia	SB-671P
Marca	NIHON KOHDEN
Tecnología	Ni-mh
Tensión	9.6 V
Capacidad	2.90 A/h
Peso	0.660 kg
Para equipos:	Monitores ECG BSM-3000, BSM-6000 (6300,6500,6700) y WEP 520X.



TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com