

## Ficha técnica

<b>Descripción</b>	Batería original NIHON KODEN para monitor ECG Nihon Kohden PVM27xxc
<b>Referencia</b>	PVM27xx-O
<b>Marca</b>	NIHON KOHDEN
<b>Tecnología</b>	Ni-mh
<b>Tensión</b>	9.6 V
<b>Capacidad</b>	3.70 A/h
<b>Peso</b>	0.496 kg
<b>Para equipos:</b>	Monitores ECG PVM-2701 - 2700 - 2703 / VISMO / SB-201P



TECNOMED 2000, S.L.  
C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid  
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)  
[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)