

Ficha técnica

Descripción	Batería original PHILIPS para monitor ECG Monitor Intellivue MX40
Referencia	MX40
Marca	PHILIPS
Tecnología	Li-ion
Tensión	3.70 V
Capacidad	1.90 A/h
Peso	0.100 kg
Para equipos:	PHILIPS INTELLIVUE MX40



TECNOMED 2000, S.L.

C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid

Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com

www.tecnomed2000.com

