

Ficha Técnica

Descripción	Batería 12V 7.5Ah para Desfibrilador REANIBEX 200
Referencia	REANIBEX200
Marca	BEXEN CARDIO
Tipo	Original
Tecnología	Litio
Tensión	12.00 V
Capacidad	7.50 A/h
Peso	0.580 kg
	

TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com