

Ficha técnica

Descripción	Batería Original + Electrodo Adulto Desfibrilador Samaritan Pad 350P-500P HEARTSINE
Referencia	PADPAK
Marca	HEARTSINE
Tecnología	Litio
Tensión	18.00 V
Capacidad	1.50 A/h
Peso	0.260 kg
Para equipos:	Desfibrilador Samaritan PAD 300P 350P 360P 500P



TECNOMED 2000, S.L.
C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com