

Ficha técnica

Descripción	Batería 12V 2Ah para ECG AR2100 VIEW CARDIOLINE
Referencia	AR2100-VIEW
Marca	CARDIOLINE
Tipo	Compatible
Acumuladores	FDK
Tecnología	Ni-mh
Tensión	12.00 V
Capacidad	2.00 A/h
Peso	0.350 kg
Para equipos	CARDIOLINE ECG AR2100 VIEW



Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com

